



Presentazione del gruppo

24 Novembre 2011

Incontro AIA-LSL, Montegrotto PD

R-Biopharm AG

An der neuen Bergstraße 17
64297 Darmstadt, Germany
info@r-biopharm.de
www.r-biopharm.com

R-Biopharm Group

Argentina • Australia • Austria • Brazil • Canada
China • France • Germany • Italy • Netherlands
Spain • Switzerland • UK • USA



Presentazione del gruppo

Novembre 2011

Storia e riferimenti

R-Biopharm AG		Employees
1988	Foundation by Röhm GmbH Darmstadt	6
1990	First Products on the market Distribution by Riedel de Haën	9
1991	Management Buy Out by Dr. Ralf M. Dreher	11
1992	Own Distribution of Agri-Diagnostics	14
1993	Start Distribution clinical Diagnostics	22
1996	ISO 9001 and DIN EN 46001	34
1998	Foundation R-Biopharm Inc. USA	50
1999	Merger with Innova Labordiagnostik GmbH	70
2000	Worldwide exclusive distribution rights for the Enzymatic Testkits of Roche Diagnostics	91

R-Biopharm Group

Argentina • Australia • Austria • Brazil • Canada
China • France • Germany • Italy • Netherlands
Spain • Switzerland • UK • USA



Presentazione del gruppo

Novembre 2011

Storia e riferimenti

R-Biopharm AG		Employees
2001	Acquisition (90%) of Rhône Diagnostics Technologies Ltd.	147
2002	Foundation of R-Biopharm Italia	160
2003	Move to new facilities (Landwehrstraße)	170
2005	Foundation of R-Biopharm China	205
2006	Foundation of R-Biopharm LA and R-Biopharm Brasil	235
2007	Foundation of R-Biopharm Espana and R-Biopharm Australia	280
2009	Move to new facility (An der neuen Bergstraße)	300
2010	Acquisition Reflab, Denmark; CTL; Evomed Acquisition (80 %) Trilogy USA	400
2011	Acquisition Central Testing Laboratory Canada Acquisition GWK, München	460



R-Biopharm Group


Argentina • Australia • Austria • Brazil • Canada
China • France • Germany • Italy • Netherlands
Spain • Switzerland • UK • USA



Presentazione del gruppo

Novembre 2011

Distribuzione



R-Biopharm Group

Argentina • Australia • Austria • Brazil • Canada
China • France • Germany • Italy • Netherlands
Spain • Switzerland • UK • USA



Presentazione del gruppo

Novembre 2011

Sede R-Biopharm



R-Biopharm Group

Argentina • Australia • Austria • Brazil • Canada
China • France • Germany • Italy • Netherlands
Spain • Switzerland • UK • USA



Presentazione del gruppo

Novembre 2011

Sede R-Biopharm



Laboratories

- Application lab F&F
- Training lab F&F
- R&D lab F&F
- Lateral Flow lab F&F
- Application lab Clinic
- ATL lab (Analytical Technical Laboratory)
- Genetic lab
- Stool Diagnostics lab
- Tumor Diagnostics lab

Linee Prodotti Food & Feed Analysis

-  **Componenti**
Enzymatic BioAnalysis per zuccheri, acidi, alcoli, vitamine
-  **Residui**
micotossine, ormoni e anabolizzanti, antibiotici, ficotossine, adulterazione
-  **Organismi Geneticamente Modificati (OGM)**
real-time PCR
-  **BSE / Risk Material / Identificazione di specie animali**
-  **Microbiologia / Igiene**
-  **Strumenti / Software / Accessori**
-  **Allergeni**
-  **Antisieri**

R-Biopharm Group


Argentina • Australia • Austria • Brazil • Canada
China • France • Germany • Italy • Netherlands
Spain • Switzerland • UK • USA



Presentazione del gruppo

Novembre 2011

Formato dei test



- ELISA
- IAC
- LFD
- Card



R-Biopharm Group

Argentina • Australia • Austria • Brazil • Canada
China • France • Germany • Italy • Netherlands
Spain • Switzerland • UK • USA



Presentazione del gruppo

Novembre 2011

Formato dei test



- Piastre sottili
- PCR
- Kit Enzimatici
- Stick

R-Biopharm Group

Argentina • Australia • Austria • Brazil • Canada
China • France • Germany • Italy • Netherlands
Spain • Switzerland • UK • USA



Presentazione del gruppo

Novembre 2011

Formato dei test

Video: [RIDA COUNT](#)

R-Biopharm Group

Argentina • Australia • Austria • Brazil • Canada
China • France • Germany • Italy • Netherlands
Spain • Switzerland • UK • USA



Presentazione del gruppo

Novembre 2011


Strumenti

Software

Accessori



- Lettori micropiastre
- Mini incubatori
- Sistemi automatici (Chemwell)
- Strumenti misura ATP
- RIDA QUICK Scan
- Pipette
- Elaborazione dati (RIDA SOFT)



R-Biopharm Group

Argentina • Australia • Austria • Brazil • Canada
China • France • Germany • Italy • Netherlands
Spain • Switzerland • UK • USA



Presentazione del gruppo

Novembre 2011

RIDA®CHIP SCAN

RIDA®CHIP SCAN – a new technology for analysis using biosensors

High sensitive microarray chip offers a simultaneous analysis of multiple parameters in one sample within few minutes.


RIDA®CHIP-Antibiotics/Milk presents quantitative results for residues of 15 most commonly applied antibiotics used in veterinary medicine.

R-Biopharm –
for product
safety



RIDA®CHIP SCAN

RIDA®CHIP SCAN



Assay format: A,B indirect C direct D Sandwich

Caratteristiche

- Sviluppato per l'analisi con protein-microarray test chips
- Sistema chiuso per analisi multiple automatiche (Multiplex-Immuno-Assay: MIA)
- Analisi in 6 minuti dall'applicazione al risultato

RIDA®CHIP SCAN


RIDA®CHIP Antibiotics/Milk

Metodo rapido e quantitativo per il controllo di campioni di latte

Gamma di residui compresi tra gli antibiotici usati con maggiore frequenza in medicina veterinaria

Caratteristiche

- Test ELISA competitivo
- Multiplex ImmunoAssay (MIA)
- Sistema di lettura: chemiluminescenza
- Misura contemporanea di 15 diversi antibiotici
- Analisi quantitativa per ogni residuo
- Intervallo di misura 0 -1000 µg/L
- Chip riutilizzabile circa 100 volte (rigenerato dopo ogni analisi)
- Calibrazione di ogni parametro prima dell'uso
- Nessuna preparazione del campione (latte crudo, latte)



Positivkontrolle
Negativkontrolle

Ceftiofur
Nafcillin
Enrofloxacin
Tylosin
Erythromycin A
Gentamicin
Neomycin B
Cephapirin
Penicillin G
Ampicillin
Cloxacillin
Streptomycin
SDA
SMA

R-Biopharm Group

Argentina • Australia • Austria • Brazil • Canada
China • France • Germany • Italy • Netherlands
Spain • Switzerland • UK • USA



Presentazione del gruppo

Novembre 2011

Grazie
per la vostra attenzione

