



**ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI  
LABORATORIO STANDARD LATTE**

Via Dell'Industria snc - 00054 Maccarese (Roma)  
Tel. 066678830 - Fax 066678811 - e mail Isl@aia.it

**CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO  
LATTE BOVINO  
III° TRIMESTRE 2020  
LATTE CONGELATO**

**Utilizzare pref. entro il 14/01/2021**

Campione	Lotto	Contenuto	$1 \pm U$	
		Cell/ml	Cell/ml	
A103	MRCCSC150720	137.000	<b>5.000</b>	
			<sup>2</sup> IC=	2.405
			<sup>3</sup> Oss =	24
B103	MRCCSC150720	313.000	<b>5.000</b>	
			<sup>2</sup> IC=	2.426
			<sup>3</sup> Oss =	24
C103	MRCCSC150720	500.000	<b>6.000</b>	
			<sup>2</sup> IC=	3.183
			<sup>3</sup> Oss =	23
D103	MRCCSC150720	702.000	<b>8.000</b>	
			<sup>2</sup> IC=	4.087
			<sup>3</sup> Oss =	24
E103	MRCCSC150720	893.000	<b>14.000</b>	
			<sup>2</sup> IC=	6.855
			<sup>3</sup> Oss =	24
F103	PCCSCA150720	1.117.000	<b>18.000</b>	
			<sup>2</sup> IC=	8.842
			<sup>3</sup> Oss =	23

Campioni confezionati in provette di plastica da 50 ml

<sup>1</sup>U = Si assume come incertezza estesa del Materiale di Riferimento il valore maggiore tra l'intervallo di confidenza e l'omogeneità del lotto p 95% k = 2. I valori dei materiali di riferimento e l'incertezza estesa sono stati ottenuti attraverso l'elaborazione statistica dei risultati analitici considerati nel processo di caratterizzazione.

<sup>2</sup>IC= intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate nel processo di caratterizzazione.

<sup>3</sup>Oss= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione (numero degli strumenti utili )

L'omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione delle cellule somatiche metodo ISO 13366-2 IDF 148-2.

Maccarese, 27/07/2020

Il Responsabile del Laboratorio  
Dr.ssa Annunziata Fontana



**ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI  
LABORATORIO STANDARD LATTE**

VIA DELL'INDUSTRIA 24 – 00057 MACCARESE (ROMA)  
TEL. 06/6678830 FAX. 06/6678811 e mail [isl@aia.it](mailto:isl@aia.it)

## **MATERIALE RIFER. CELLULE SOMATICHE CONGELATO**

# **ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL CAMPIONE**

- Il giorno dell'analisi prelevare i campioni a -20°C e porli direttamente nel bagno maria a 40°C ± 2°C per 30 minuti
- Agitare gentilmente i campioni con lenti capovolgimenti
- Riporre i campioni nel bagno maria a 40°C ± 2°C per 10 minuti
- Controllare che la temperatura dei campioni sia a 40°C ± 2°C
- L'aspetto del campione deve essere omogeneo e senza coaguli
- Se è presente del sedimento agitare finché non scompare
- Eseguire l'analisi del campione secondo le procedure del laboratorio