



**ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
LABORATORIO STANDARD LATTE**

VIA DELL'INDUSTRIA, 24 - 00057 MACCARESE
TEL.06-6678830 FAX 06-6678811 e mail Isl@aia.it

**MATERIALE DI RIFERIMENTO
CAMPIONE DI SIERO BOVINO - CONTENUTO DI GRASSO E PROTEINE
Lotto – 14/04/2010**

Campione	Volume campione (ml)	Contenuto in grasso (%) (1)	Contenuto in proteine (%) (1)
Siero 1	80	1,16	1,30
Siero 2	80	0,05	0,56
Siero 3	80	0,13	0,42
Siero 4	80	0,40	1,01
Siero 5	80	0,69	1,66

- I CONTENUTI DI GRASSO E, PROTEINE SONO STATI OTTENUTI CON I METODI DI RIFERIMENTO: PER IL GRASSO FIL/IDF 1D:1996, PER LE PROTEINE ISO 8968-2 IDF 20-2 .
- UTILIZZARE I CAMPIONI PREFERIBILMENTE ENTRO IL: Aprile 2012

Il Responsabile del Laboratorio
(Dott.ssa Fontana Annunziata)

Maccarese, 14/04/2010

Istruzioni per l'utilizzo del siero congelato.

Al momento del ricevimento del campione riporre il campione a -20 °C.

Al momento dell'utilizzo porre il campione congelato a bagnomaria a 40 ±2 °C per 25 minuti senza agitare. Eseguire lenti capovolgimenti della provetta e porre il campione a 40 ±2°C per altri 10 minuti. Il campione è pronto per essere analizzato.