



**ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI  
LABORATORIO STANDARD LATTE**

Via Dell'Industria snc - 00054 Maccarese (Roma)  
Tel. 066678830 - Fax 066678811 - e mail IsI@aia.it

G16-M01  
EDIZ. 04 REV. 01  
DATA 31/12/2013

**CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO  
LATTE DI VACCA CRUDO**

**LOTTO MRV051021 Scadenza 14/10/2021**

n°	Grasso g/100g	<sup>1</sup> ± U	<sup>6</sup> Proteine g/100g	<sup>1</sup> ± U	<sup>7</sup> Lattosio g/100g	<sup>1</sup> ± U	Caseine g/100g	<sup>1</sup> ± U	Urea mg/dl	<sup>1</sup> ± U	<sup>4</sup> Omog g/100g
		g/100g		g/100g		g/100g		g/100g		g/100g	
1/10	1,92	<b>0,01</b>	3,76	<b>0,01</b>	5,08	<b>0,01</b>	2,99	<b>0,01</b>			0,0063
		<sup>2</sup> IC= 0,003		<sup>2</sup> IC= 0,004		<sup>2</sup> IC= 0,003		<sup>2</sup> IC= 0,004			
		<sup>3</sup> Oss = 23		<sup>3</sup> Oss = 23		<sup>3</sup> Oss = 21		<sup>3</sup> Oss = 20			
2/10	2,24	<b>0,01</b>	3,67	<b>0,01</b>	5,00	<b>0,01</b>	2,91	<b>0,01</b>			0,0060
		<sup>2</sup> IC= 0,003		<sup>2</sup> IC= 0,003		<sup>2</sup> IC= 0,003		<sup>2</sup> IC= 0,004			
		<sup>3</sup> Oss = 22		<sup>3</sup> Oss = 23		<sup>3</sup> Oss = 21		<sup>3</sup> Oss = 20			
3/10	2,54	<b>0,02</b>	3,59	<b>0,02</b>	4,92	<b>0,02</b>	2,84	<b>0,02</b>			0,0100
		<sup>2</sup> IC= 0,004		<sup>2</sup> IC= 0,004		<sup>2</sup> IC= 0,003		<sup>2</sup> IC= 0,004			
		<sup>3</sup> Oss = 23		<sup>3</sup> Oss = 24		<sup>3</sup> Oss = 21		<sup>3</sup> Oss = 20			
4/10	3,16	<b>0,02</b>	3,42	<b>0,02</b>	4,76	<b>0,02</b>	2,69	<b>0,02</b>			0,0083
		<sup>2</sup> IC= 0,004		<sup>2</sup> IC= 0,004		<sup>2</sup> IC= 0,003		<sup>2</sup> IC= 0,004			
		<sup>3</sup> Oss = 23		<sup>3</sup> Oss = 23		<sup>3</sup> Oss = 21		<sup>3</sup> Oss = 20			
5/10	3,48	<b>0,01</b>	3,33	<b>0,01</b>	4,68	<b>0,01</b>	2,61	<b>0,01</b>	19,00	<b>0,20</b>	0,0065
		<sup>2</sup> IC= 0,005		<sup>2</sup> IC= 0,004		<sup>2</sup> IC= 0,004		<sup>2</sup> IC= 0,098			
		<sup>3</sup> Oss = 23		<sup>3</sup> Oss = 24		<sup>3</sup> Oss = 22		<sup>3</sup> Oss = 4			
6/10	3,79	<b>0,01</b>	3,25	<b>0,01</b>	4,60	<b>0,01</b>	2,54	<b>0,01</b>			0,0062
		<sup>2</sup> IC= 0,005		<sup>2</sup> IC= 0,005		<sup>2</sup> IC= 0,003		<sup>2</sup> IC= 0,004			
		<sup>3</sup> Oss = 23		<sup>3</sup> Oss = 23		<sup>3</sup> Oss = 20		<sup>3</sup> Oss = 20			
7/10	4,10	<b>0,02</b>	3,16	<b>0,02</b>	4,53	<b>0,02</b>	2,46	<b>0,02</b>			0,0089
		<sup>2</sup> IC= 0,006		<sup>2</sup> IC= 0,005		<sup>2</sup> IC= 0,003		<sup>2</sup> IC= 0,004			
		<sup>3</sup> Oss = 23		<sup>3</sup> Oss = 24		<sup>3</sup> Oss = 20		<sup>3</sup> Oss = 20			
8/10	4,41	<b>0,01</b>	3,08	<b>0,01</b>	4,45	<b>0,01</b>	2,39	<b>0,01</b>			0,0054
		<sup>2</sup> IC= 0,006		<sup>2</sup> IC= 0,005		<sup>2</sup> IC= 0,003		<sup>2</sup> IC= 0,004			
		<sup>3</sup> Oss = 23		<sup>3</sup> Oss = 23		<sup>3</sup> Oss = 20		<sup>3</sup> Oss = 20			
9/10	4,72	<b>0,01</b>	3,00	<b>0,01</b>	4,37	<b>0,01</b>	2,32	<b>0,01</b>			0,0007
		<sup>2</sup> IC= 0,007		<sup>2</sup> IC= 0,005		<sup>2</sup> IC= 0,003		<sup>2</sup> IC= 0,004			
		<sup>3</sup> Oss = 23		<sup>3</sup> Oss = 23		<sup>3</sup> Oss = 20		<sup>3</sup> Oss = 20			
10/10	5,03	<b>0,01</b>	2,91	<b>0,01</b>	4,29	<b>0,01</b>	2,24	<b>0,01</b>			0,0048
		<sup>2</sup> IC= 0,007		<sup>2</sup> IC= 0,004		<sup>2</sup> IC= 0,003		<sup>2</sup> IC= 0,004			
		<sup>3</sup> Oss = 23		<sup>3</sup> Oss = 23		<sup>3</sup> Oss = 20		<sup>3</sup> Oss = 20			
<b><sup>5</sup> ± U media g/100g</b>		<b>0,01</b>		<b>0,01</b>		<b>0,01</b>		<b>0,01</b>			

<sup>1</sup>U = Si assume come incertezza estesa del Materiale di Riferimento il valore maggiore tra l'intervallo di confidenza e l'omogeneità del lotto p 95% k = 2. I valori dei materiali di riferimento e l'incertezza estesa di grasso, proteine, lattosio e caseine sono stati ottenuti attraverso l'elaborazione statistica dei risultati analitici considerati nel processo di caratterizzazione.

<sup>2</sup>IC= intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate nel processo di caratterizzazione.

<sup>3</sup>Oss= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione

<sup>4</sup>Omog= Omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione del grasso con metodo ISO 9622 IDF 141C sul 10 % dei campioni prodotti

Il Laboratorio Standard Latte ha determinato con i seguenti metodi normati: il grasso ISO 1211/IDF 1D, le proteine ISO 8968 -1/IDF 20-1, le caseine ISO 17997-1/IDF 29 - 1 o ISO 17997-1/IDF 29 - 2, l'urea ISO 14637/IDF 195, il lattosio ISO 26462/IDF 214.

<sup>5</sup>U media = Valore di incertezza esteso medio dei campioni presenti nel lotto MRV051021

<sup>6</sup>Proteine = proteine crude <sup>7</sup>Lattosio = Lattosio anidro

Maccarese, 07/10/2021

Il Responsabile del Laboratorio  
Dr.ssa Annunziata Fontana