



CAMPIONE DI LATTE BOVINO - CONTENUTO DI UREA
LOTTO MRU 171017 - SCADENZA 16/04/18

n°	volume ml	urea mg/100ml	± U ¹	IC ²	oss ³	omog ⁴
STD 0	3	0*				
STD 1	3	30,8	0,7	0,35	7	0,23
1	24	17,4	0,6	0,22	6	0,32
2	24	23,7	0,4	0,21	7	0,00
3	24	30,8	0,7	0,35	7	0,23
4	24	33,3	0,7	0,33	7	0,16
5	24	45,9	0,6	0,28	7	0,00
6	24	43,3	0,6	0,30	7	0,00
7	24	41,0	0,7	0,35	7	0,00
8	24	48,7	0,7	0,34	6	0,00
9	24	54,0	0,6	0,28	7	0,19
10	24	57,0	0,9	0,44	6	0,22

*Il valore dello standard 0 deve essere <30 mg/l (3 mg/dl) come riportato dalla norma ISO 14637:2004 (E) o IDF 195:2004(E) § 8.7

¹U = Si assume come incertezza estesa del Materiale di Riferimento il valore maggiore tra l'intervallo di confidenza e l'omogeneità del lotto p 95% k = 2

²IC= intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate nel processo di caratterizzazione.

³Oss= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione

⁴Omog= Omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 - Statistical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione dell'urea con metodo ISO 14637 IDF195:2004

STD0 - STD1: campione da 3ml di latte sgrassato, trattato termicamente, in provette di vetro con tappo a vite ed etichetta riportante il logo dell'A.I.A., il lotto di produzione, la data di scadenza ed i codici identificativi.

1-10: campioni da 24ml di latte trattato termicamente in provette di vetro con tappo a vite ed etichetta riportante il logo dell'A.I.A., il lotto di produzione, la data di scadenza ed i codici identificativi.

Conservazione e utilizzo: Conservare a 4°C± 2°C. Una volta aperto il campione deve essere utilizzato in breve tempo

Sicurezza: i campioni non sono destinati all'alimentazione umana. Contengono Bronopol Tecnico 0,03% (p/v)

Maccarese, 09/11/17

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Annunziata Fontana